

VISCOSEAL®Syringe : NU in een VOORGEVULDE SPUIT

München, december 2011

Viscoseal®, hyaluronzuur als substitutie van synoviaal vocht na artroscopie, wordt nu verkrijgbaar in de vorm van een voorgevulde spuit (luerlocksluiting afschroeven, een geschikte naald (18 tot 25 G) erop zetten).

Aan de concentratie van 0,5% hyaluronzuur en het volume van 10ml is niets veranderd. De kwaliteit van het bacteriële hyaluronzuur uit eigen, Zwitserse productie blijft dezelfde, net als van ons Ostenil® gamma.

De spuit zit in een steriele verpakking, u kan Viscoseal® Syringe gemakkelijk in het operatiekwartier gebruiken.

Klinische studies* tonen de efficiëntie van Viscoseal® aan op korte en lange termijn. Patienten behandeld met Viscoseal bij de artroscopie scoren beter op pijnverlichting(VAS) en functieverbetering(WOMAC), afname zwelling en minder gebruik van orale pijnstillers.

*Mathies B. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007;14(1):32-9

*Hempfling H. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007;15(5):537-46